

iBiotec® DÉCAP 1000

ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ BEZ CHLOROVANÝCH ROZPOUŠTĚDEL

NA NÁTĚRY, VČETNĚ PRÁŠKOVÝCH, LAKY, PRYSKYŘICE, UV PRYSKYŘICE, GRAFFITI
JEDNOSLOŽKOVÉ, DVOUSLOŽKOVÉ NÁTĚRY, TERMOSETY.
VYSOCE ÚČINNÝ, GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ,
POUŽITELNÝ NA SVISLÉ PLOCHY
ODSTRAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ STYRENU Z FOREM PŘI VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

POPIS

DÉCAP 1000 je speciálně určený na čištění a odstraňování otisků z forem.

Doporučuje se na odstraňování přípravků používaných při procesech vstřikování do forem: odstraňuje silikony a silikony, které lze natírat, estery, vosky, ale také amalgamy minerálů, jako například stearáty používané ve směsi s granuláty polystyrenu a polyamidu.

DÉCAP 1000 je také vhodný na odstraňování usazenin způsobených výrobními procesy. V případě rychlého ochlazení forem ztuhnou složky plastů s nízkou molekulovou hmotností – oligomery – pomaleji než jejich protějšky s vysokou molekulární hmotností a usadí se na povrchu forem.

DÉCAP 1000 odstraňuje všechny zbytky, ale také stopy oxidace, nezpůsobuje korozi. **DÉCAP 1000** je také vhodný na čištění větracích otvorů, ale i vodicích systémů ejektorů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Aplikujte přípravek na formy, které chcete vyčistit. Nechejte několik minut působit. Otrete, abyste odstranili rozpuštěné zbytky.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

DÉCAP 1000 JE ZARUČENĚ BEZ OBSAHU METHYLENCHLORIDU

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	tixotropní kapalina	-
Barva	NF M 07.003 ASTM D 156	modrá	kotace

Zápach	Čichový vjem	zápach	-
Měrná hustota při 20°C	ISO 12.155	905	g/l
Provozní teploty	-	-10 °C +80 °C	-

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Doba průtoku – řez 3 při 25 °C	ISO 2431	58	s
Bod samovznícení	ASTM E 659	více než 200	°C
číslo kyselosti	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/l
Obsah sulfátového popela	NFT 60 144	0,0	%
Obsah nečistot více než 5μ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

OBCHODNÍ OZNAČENÍ





Inertní, nehořlavý
hnací plyn
přírodního
původu
3 %

Množství
účinného
přípravku
obsaženého
v aerosolu
97 %

Sprej 650 ml



iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.