

iBiotec®

DÉCAP 1000

DÉCAPANT SANS SOLVANTS CHLORÉS

POUR PEINTURES, Y COMPRIS POUDRES, VERNIS, RÉSINES, RÉSINES UV,
GRAFFITIS

REVÊTEMENTS MONOCOMPOSANTS, BICOMPOSANTS, THERMODURCISSABLES.

DÉCAPANT PUISSANT, GELIFIÉ,

UTILISABLE SUR SURFACES VERTICALES

ÉLIMINATION DE RÉSIDUS DE STYRÈNE SUR MOULES D'INJECTION
PLASTIQUE

DESCRIPTION

DÉCAP 1000 a été spécifiquement développé pour le nettoyage et le décapage des empreintes de moules.

Il est recommandé pour l'élimination des agents de mise en oeuvre lors d'opérations de moulage par injection : il élimine les silicones, silicones peintables, esters, cires mais également les amalgames de minéraux tels que les stéarates utilisés en mélange avec les granulés de polystyrène et de polyamides.

DÉCAP 1000 convient également pour l'élimination des dépôts générés par les process. En cas de refroidissement brutal des moules, les constituants des plastiques de faible masse moléculaire - Oligomères - se figent moins vite que leurs homologues de masse moléculaire élevée et se déposent à la surface des moules.

DÉCAP 1000 élimine tous les résidus, mais aussi les traces d'oxydation, il ne génère pas de corrosion. **DÉCAP 1000** convient également pour le nettoyage des événements mais aussi les guides d'éjecteurs.

MODE D'UTILISATION

Appliquer le produit sur les moules à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer afin d'éliminer les résidus dissous.

Dangereux en présentation aérosol. Respecter les précautions d'emploi, les phrases de sécurité figurant sur l'emballage, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Usage strictement professionnel.

**DÉCAP 1000 EST GARANTI
SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME ou MÉTHODE	VALEURS	UNITÉS
Aspect	Visuel	fluide thixotrope	-
Couleur	NF M 07.003 ASTM D 156	bleu	cotation
Odeur	Olfactif	parfum	-
Masse volumique à 20°C	ISO 12.155	905	g/L
Températures d'utilisation	-	-10°C +80°C	-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ACTIF

CARACTÉRISTIQUES	NORME OU MÉTHODE	VALEURS	UNITÉS
Temps d'écoulement coupe 3 à 25°C	ISO 2431	58	sec
Point d'auto inflammation	ASTM E 659	supérieur à 200	°C
indice d'acide la	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/L
Teneur en cendres sulfatées	NFT 60 144	0,0	%
Teneur en impuretés supérieures à 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

PRÉSENTATION


Aérosol 650 ml



code article 514247

fiche de données de sécurité 114089

FABRIQUÉ
EN FRANCE



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I. La Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - France
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - www.ibiotec.fr

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.